

d-vet

Sistema portátil de ultrasonido Doppler en color para animales
Inteligente, Facilidad, Cuidado



VINNO Technology (Suzhou) Co., Ltd.

5F, A Building, No.27 Xinfu Rd, Suzhou Industrial Park, 215123, China

Tel: +86 512 62873806

Fax: +86 512 62873801

Email: vinno@vinno.com

Website: www.vinno.com

VINNO reserves the rights to revise the technical specifications if needed.






VINNO D1-VET ha creado una solución inteligente y compacta con su concepto creativo y procesamiento altamente integrado, que ofrece imágenes excepcionales y un análisis profesional para múltiples aplicaciones veterinarias.

Plataforma Innovadora

Construido con la primera plataforma de RF del mundo, combina integración de haces convencionales y procesamiento de datos en la parte frontal. Su flujo de trabajo optimizado hace que todas las operaciones sean convenientes y adecuadas para diversos escenarios veterinarios.

Las operaciones son convenientes y adecuadas para diversos escenarios veterinarios.




▲ Núcleo de procesamiento integrado.



▲ Estructura y diseños innovadores

VCQ

La cuantificación cardíaca de VINNO ayuda a los médicos a evaluar la magnitud de los parámetros relacionados con las mediciones cardíacas en relación con los valores normales.



Información de sondeo



A2-5C

Convex Array
Applications: Abdomen,
OB/GYN, Urology



A4-12LV

Broadband Linear Array
Application: Repro



A3-10P

Phased Array
Application: Abdomen,
Cardiac



A4-9M

Broadband Micro
Convex Array
Application: Abdomen,
Cardiac




A4-12L

Broadband Linear Array
Application: Abdomen,
Tendon, Small Parts, Eye

Rendimiento Superior de Imagen.

- » Reduce las motas y artefactos en tejidos homogéneos y mejora la nitidez de los bordes.
- » VFusion aumenta eficazmente la relación señal-ruido de los tejidos, mejorando el rendimiento general de la imagen.



Aplicaciones integrales

- » Múltiples sondas para varios animales
- » Paquete de medición veterinaria dedicados
- » ajuste automático de la luz de fondo para uso tanto de interiores como exteriores
- » Diseño compacto y carro ligero para adaptarse a espacios pequeños

- Admite 2 puertos de sonda
- Batería dura aproximadamente 1.5 horas


Monitor LCD 1.5 pulgadas

Ángulos de visión amplio
con rango ajustable


Soporte de sonda desmontable




Galeria de imágenes.



Canine Bladder




Canine Cardio




Cardio M mode




Equine Tendon




Canine kidney



Canine Liver



Equine Tendon



Liver pW+CF